

PFLEGEHINWEISE

Reinigung des Gerätes

Um Ihr Solutions RESA-L Softlaser in einem optimalen Zustand zu halten, beachten Sie bitte folgende Pflegehinweise:

- Gerät nur mit einem weichen Tuch (nebelfeucht) reinigen.
- Trocken lagern bei normaler Temperatur

Reinigung der Ladestation

Säubern Sie die Ladestation mit einem weichen, trockenen Lappen.

Nicht mit Wasser abspülen.

ENTSORGUNG

Ausgediente Altgeräte, Batterien und Akkus nicht in den Hausmüll geben, sondern an der Sammelstelle abgeben.

Entsorgungshinweis



Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll! Sollte das Gerät einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass die Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit diesem Symbol gekennzeichnet.



DR. FUCHS COSMETICS

SOLUTIONS RESA-L
SOFTLASER

SOLUTIONS

TECHNISCHE DATEN:

Typenschild Gerät:

Dr. Fuchs Cosmetics Solutions Resa-L Softlaser

Model: RL-003LZR

Input: 5V == 1000mA

Battery: li-ion. 3.7V == 800mAh



MADE IN CHINA

M.a.n.z. GmbH – Landsberger Str. 400 – 81241 München

Adapter:

Model: GA-0501000V

Input: AC 100-240V

50/60Hz 0.6A

Output: 5.0V 1000mA



MADE IN CHINA

M.a.n.z. GmbH – Landsberger Str. 400 – 81241 München

Über Einstecker auf Gerät:



5.0V DC Input

INHALT SET

1 Handstück

1 Ladestation

1 Netz-Adapter

1 Schutzbrille

1 Bedienungsanleitung

WARNHINWEISE

Nicht für medizinische Zwecke geeignet.

Bitte verwenden Sie das Gerät nur bestimmungsgemäß.

Das Gerät nie ohne die mitgelieferte Schutzbrille anwenden.

Bei Schäden, die durch eine unsachgemäße Bedienung verursacht werden, erlischt die Gewährleistung/Garantie.

Bei Folge-, Sach- oder Personenschäden, welche durch Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise und Bedienung entstehen, übernehmen wir keine Haftung!

Bei einer Beschädigung des Gerätes bitte nur vom Fachmann reparieren lassen.

Das Gerät ist nicht geeignet für Kinder und Personen mit eingeschränkten physischen und psychischen Fähigkeiten.

Von Personen mit körperlichen, geistigen oder sensorischen Behinderungen oder von Personen, die nicht mit dem Betrieb des Gerätes vertraut sind, darf das Gerät nur benutzt werden, wenn Sie beaufsichtigt, in den sicheren Gebrauch des Gerätes eingewiesen und auf die Gefahren hingewiesen werden.

Das Gerät bitte außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Sorgen Sie dafür, dass die Kinder nicht mit dem Gerät spielen.

Das Gerät ist nicht für Kinder unter 18 Jahren geeignet.

Die Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden.

Die Warnhinweise erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

NICHT ANWENDEN

In folgenden Fällen darf das Gerät nicht angewendet werden. Im Zweifel fragen Sie bitte Ihren Arzt / Ihre Ärztin.

- Nicht während der Schwangerschaft und Stillzeit anwenden.

- Nicht auf entzündlich verändertem Gewebe oder offenen Wunden anwenden.

- Nicht auf Hauterkrankungen anwenden.

- Bei Herzschrittmacher-Trägern nicht in der Nähe des Schrittmachers anwenden.

- Nicht auf Schleimhäuten anwenden.

- Nicht direkt auf die Augen aufsetzen.

SOLUTIONS RESA-L SOFTLASER

Die Dr. Fuchs Linie Solutions umfasst professionelle Anti-Aging Beautygeräte, die auf Basis der neuesten technologischen Entwicklungen konzipiert werden.

Wenn es um maßgeschneiderte Lösungen kosmetischer Probleme geht, ist man mit den Dr. Fuchs Solutions Beautygeräten gut beraten. Die hocheffizienten Beauty Tools decken verschiedenste kosmetische Problembereiche ab.

Ob zur Straffung der Haut, zur Verfeinerung des Hautbildes, bei Behandlung von Falten, unreiner Haut, Pigmentflecken oder zur Pflege von strapazierter Haut, es ist kaum ein Beauty-Problem denkbar, das sich nicht mit einem Dr. Fuchs Solutions Beautygerät lindern bzw. verbessern ließe.

Der SOLUTIONS RESA-L Softlaser ist ein innovatives und professionelles Beautygerät für eine effektive Anti-Aging Behandlungen zu Hause.

RESA-L Softlaser Technologie - Funktionsweise

Bei herkömmlichen Lasern wird ein Lasermedium (meist Gas) und ausgiebig zugeführter Energie eingesetzt, um ein monochromes, gebündeltes Licht zu erzeugen, welches sich auf der Haut sehr aggressiv auswirkt und nur von Fachpersonal (z.B. Ärzte) angewendet werden darf.

Die **Resa-L Technologie** erzeugt mittels konzentrierter magnetischer Dual-Lichtbündelung (Trichterspiegel) einen monochromatischen Lichtstrahl, der gezielt so viele Photonen („Bausteine“ elektromagnetischer Strahlung) freisetzt, dass durch die entstehende Biostimulation der Zellstoffwechsel im Bindegewebe aktiviert wird. Der Lichtstrahl hat eine Wellenlänge von ca. 630 nm.

Was bewirkt der RESA-L Softlaser in der Haut?

Die Resa-L Technologie ist eine unterstützende Beauty-Behandlung, die zur Straffung der Haut und Glättung von Fältchen führen kann. Sie ist in der Anwendung schonend für die Haut und auf eine dauerhafte Wirkung ausgelegt.

Mithilfe eine Softlaser Therapie erfolgt eine Biostimulation des Stoffwechsels im Bindegewebe. Durch die Aktivierung des Zellstoffwechsels wird die Regeneration des Bindegewebes angeregt und Kollagen, Elastin sowie die Hyaluronsäure Produktion maximal gefördert.

Der Solutions RESA-L Softlaser verleiht der Haut die Möglichkeit Licht in Energie umzusetzen ohne die schädigende Wirkung von Sonnenstrahlen.

Eine Ursache vorzeitiger Hautalterung ist der Lichtmangel und somit auch der Mangel an Energie auf Zellniveau. Softlasertherapie kann positiven Einfluss auf die Bereitstellung von Energie in Form von ATP (Adenosintriphosphat) in den Zell-Mitochondrien nehmen, indem Licht in Energie umgewandelt wird.

Das kann zu schnellerer und effektiverer Regeneration des Bindegewebes und sichtbarer Veränderung des Hautbildes führen. Pigmentstörungen und Couperose können durch Softlaserbehandlungen optisch positiv beeinflusst werden.

Anwendungsgebiete

- Falten
- Pigmentstörungen
- Schlawfe Haut
- Couperose
- Fahle – schlecht durchblutete Haut
- Unreine Haut

Anzahl der Sitzungen

Insgesamt kann sich das Hautbild bei regelmäßiger Anwendung mit dieser Behandlungsmethode optisch deutlich verbessern. Wie viele Behandlungen notwendig sind, um das gewünschte Ergebnis zu erhalten, hängt von der Ausgangssituation und vom angestrebten Ziel ab.

Starttherapie:

Wenden Sie den Solutions Resa-L Softlaser 2-3 x wöchentlich für insgesamt 3 Monate an. Nach 3 Monaten reduzieren Sie bitte auf 1 Anwendung pro Woche.

Grundsätzlich können Verbesserungen des Hautbildes schon nach etwa 4 bis 6 Wochen festgestellt werden.

BEDIENUNG IHRES SOLUTIONS RESA-L SOFTASERS

Beachten Sie vor Anwendung die Warnhinweise und in welchen Fällen Sie das Gerät nicht anwenden dürfen.

Gerät aufladen



Vor der ersten Anwendung laden Sie das Handstück komplett auf. Die Gesamtdauer für einen kompletten Ladevorgang beträgt ca. 2 Std, aber immer so lange, bis die LED-Lampe grün leuchtet.

Verbinden Sie die Ladestation mit dem Netzstecker und setzen Sie danach das Gerät in die Ladestation ein. Während des Ladevorgangs blinkt die LED-Lampe rot.

Nach Beendigung des Ladevorgangs leuchtet die LED-Lampe grün.

Laden Sie das Gerät erneut auf, sobald die LED-Lampe rot leuchtet bzw. das Gerät sich nicht mehr einschalten lässt.

Gerät ein- / ausschalten

Drücken Sie die Ein/Aus (on/off) Taste , um das Gerät ein-zuschalten. Die LED-Lampe leuchtet nun grün. Um das Gerät wieder auszuschalten drücken Sie die Ein/Aus Taste  nochmal. Es leuchte nun keine LED-Lampe mehr.

ANWENDUNG IHRES SOLUTIONS RESA-L SOFTASERS

· Reinigen Sie Ihre Haut gründlich mit einem Reinigungsprodukt Ihrer Wahl

· Setzen Sie nun die im Lieferumfang enthaltene Schutzbrille auf.

· Drücken Sie die Ein/Aus Taste , um das Gerät einzuschalten.

· Umfassen Sie mit der Hand die Metallstreifen an der Geräteseite und setzen Sie das Gerät mit der gesamten Kontaktfläche auf die trockene Haut auf. Erst wenn die komplette Kontaktfläche Hautkontakt hat beginnt der Laser zu arbeiten.

· Bei korrektem Aufsetzen ertönt ein surrender Ton begleitet von einem Lichtimpuls und einem hallenden „Klacken“.

· Behandeln Sie nun die gewünschten Hautareale im Gesicht. Bleiben Sie ca.10 Sekunden auf einer Stelle der zu behandelnden Hautpartie und wechseln Sie danach zur nächsten Stelle daneben. Nach Beendigung der Behandlung sämtlicher Hautareale wiederholen Sie diese Prozedur anschließend weitere 2 mal (insgesamt 3 mal).

· Nach der Behandlung tragen Sie großzügig ein hautberuhigendes und pflegendes Produkt auf.

· Die Kontaktfläche erwärmt sich nach ca. 5-10 Sekunden Anwendung. Das ist normal.